



www.hydrojet-system-france.com

INVENTEUR ET CRÉATEUR DE
L'HYDRO-JET DANS LE MONDE



wellsystem™ MEDICAL FLOTTÉ-MASSÉ.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">→ LOMBALGIES → DORSALGIES → CERVICALGIES→ OSTÉOPOROSE → RHUMATISMES→ POLYARTHROSE → DRAINAGE→ RÉCUPÉRATION MUSCULAIRE→ FIBROMYALGIE → CIRCULATION SANGUINE→ JAMBES LOURDES | <ul style="list-style-type: none">→ ÉTAT DÉPRESSIF → STRESS→ TRANSIT INTESTINAL→ TROUBLES DIGESTIFS→ TROUBLES DU SOMMEIL→ SYSTÈME NEUROVÉGÉTATIF → ARTHROSE→ CELLULITE → FEMMES ENCEINTES... |
|---|---|




reddot design award
winner 2004

Véritable alternative thérapeutique ou ludique, grâce à son action régulatrice sur le ganglion spinal de la fibre viscérale du système nerveux autonome, le wellsystem™ est un mode d'action efficace pour combattre les effets mécaniques du stress, le mal de dos, et rééquilibrer le système neurovégétatif.

100 % de PUR BONHEUR... BEAUTÉ → SANTÉ → FORME → PRÉVENTION → BIEN-ÊTRE...

→ MOUVEMENT DES JETS D'EAU DU wellsystem™



→ MOUVEMENT DE LA TÊTE AUX PIEDS

→ TECHNIQUE MAINS LIBRES / FRAIS DE PERSONNEL RÉDUITS

→ EFFICACITÉ THÉRAPEUTIQUE GARANTIE ET PROUVÉE

→ CONFORTABLE (toile en epalum, 100% anti-allergique)

→ SIMPLICITÉ D'UTILISATION ET RAPIDITÉ DU RÉSULTAT

→ SANS DÉSHABILLAGE

→ SANS CONTRAINE D'HYGIÈNE

→ SANS CONSOMMATION D'EAU (pas d'obligation de raccordement à l'eau)

→ MISE EN PLACE DU PATIENT FACILITÉ

→ PAS D'ENTRETIEN PARTICULIER

→ PROGRAMMES PRÉENREGISTRÉS ET PERSONNALISABLES

SUR CARTE À PUCE POUR CHAQUE PATIENT

→ FIABILITÉ EXEMPLAIRE ET RECONNUE – 15 ANS D'EXPÉRIENCE

PLUS DE 7000 wellsystem™ VENDUS DANS LE MONDE

LA RENTABILITÉ SUR 2,3 M²

2 utilisations par jour suffisent à rentabiliser votre wellsystem™ sur un crédit-bail de 48 mois*.

Les performances technologiques et la fiabilité wellsystem™ ne sont plus à démontrer. L'outil thérapeutique moderne HAUT de GAMME pour professionnels d'avant-garde soucieux d'apporter à leurs patients une véritable efficacité thérapeutique, une rapidité du résultat avec une assistance rentable sans faille.



DONNÉES TECHNIQUES wellsystem™ MEDICAL

Équipement d'utilisation

● De série ○ En option

Télécommande avec clavier à touches douces.	● Mesures de l'appareil en mm (L x l x H)	2150 x 1100 x 570
---	---	-------------------

Indication sur écran digital	● Surface d'allongement en mm (l x w)	1950 x 800
------------------------------	---------------------------------------	------------

Utilisation manuelle ou automatique par cartes à puce	● Poids de l'appareil vide en kg	149
---	----------------------------------	-----

Pilotage par ordinateur personnel	○ Volume d'eau (litres)	303
-----------------------------------	-------------------------	-----

2 jets ● 4 jets ○	Puissance absorbée en watts	2500
------------------------	-----------------------------	------

Équipement de confort radio

Pack audio - prise pour casque,	○ Raccordement/fusibles (différents selon les pays)	220 - 240V / ~1N / 16A
---------------------------------	--	------------------------

Volume réglable, et choix de plusieurs canaux	● Interface IR pour PC	●
---	------------------------	---

Pack de cartes à puce	● Test EMV	●
-----------------------	------------	---

Housse de protection noire	○ Classification CE selon 93/42/EWG	●
----------------------------	-------------------------------------	---

Couleurs : bleu métal gris métal - rouge métal - blanc nacré - vert métal - terracotta	● Classification de l'appareil concernant la législation des appareils médicaux de catégorie II a MPG	●
--	---	---

Technique, valeur et mesures	Système de refroidissement intégré	●
-------------------------------------	------------------------------------	---

Durée d'utilisation maximale en min	1 à 45	* Sous réserve de modifications techniques, de design et de conditions de livraison.
-------------------------------------	--------	--

Force de pression en bar	0,5 - 4,0	●
--------------------------	-----------	---

Température en °C	25 - 40	L'appareil a été développé dans le plus grand respect des principales règles de l'UE et a été validé par la loi des produits médicaux en classe II a.
-------------------	---------	---

Hydro-Jet System France

Zone artisanale de Launay - Bâtiment AD Net → 14130 PONT L'EVEQUE

→ Fax. 02 31 81 91 68 → email : info@hydrojetsystem-france.com

► N°Azur 0 810 400 423

(coût d'un appel local)

www.hydrojetsystem-france.com

Hydro-Jet
System France
Accélérateur de bien-être...